


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mad1/Mad1L1 Pour Wb, Elisa - Q9Y6D9

Numéro d'article: CM0010956



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le MAD1/MAD1L1 humain (MAD1, TXBP181), validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le MAD1 humain et de souris ; idéal pour la recherche sur le point de contrôle du fuseau et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MAD1/MAD1L1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1/MAD1L1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8379
GeneID	8379
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y6D9
Poids Protéique	83kDa
Expédition	Sac de glace