


Anticorps Polyclonal Anti-Mad2B/Mad2L2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI95

Numéro d'article: CM0013781



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MAD2B/MAD2L2 humain (REV7), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Utile pour les études sur la réponse aux dommages à l'ADN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MAD2B/MAD2L2
Remarques/Alias	REV7 ; FANCV ; MAD2B ; POLZ2 ; MAD2B/MAD2L2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10459
GeneID	10459
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UI95
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace