


Anticorps Polyclonal Anti-Mad2B/Mad2L2 Pour Wb - Q9Ui95

Numéro d'article: CM0026857



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MAD2B/MAD2L2 (REV7), validé pour WB et ELISA chez l'homme et la souris. Cette protéine du point de contrôle du fuseau mitotique est impliquée dans la réparation des dommages à l'ADN et la synthèse translésionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAD2B/MAD2L2 pAb de lapin
Remarques / Alias	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10459
GeneID	10459
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 211 de MAD2B/MAD2L2 humain (NP_006332.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Ui95
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace