


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mad2L1Bp Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15013

Numéro d'article: CM0002860



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le MAD2L1BP humain (p31(comet)), validé en IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Convient pour la recherche sur le point de contrôle du fuseau mitotique et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-MAD2L1BP
Remarques/Alias	CMT2 ; MAD2L1BP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9587
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15013
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace