

Anticorps Polyclonal Anti-Mad2/Mad2L1 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13257

Numéro d'article: CM0019242



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine MAD2/MAD2L1, une protéine critique du point de contrôle mitotique. Validé en IHC-P, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MAD2/MAD2L1
Remarques/Alias	MAD2 ; HSMAD2 ; MAD2/MAD2L1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4085
GeneID	4085
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-205 de la protéine humaine MAD2/MAD2/MAD2L1 (NP_002349.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13257
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace