

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mad2/Mad2L1 Pour Wb, Elisa - Q13257

Numéro d'article: CM0003058



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-MAD2/MAD2L1 pour applications WB et ELISA. Conçu pour détecter la protéine humaine MAD2A, une protéine critique du point de contrôle de l'assemblage du fuseau. Convient pour la recherche sur le cycle cellulaire et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MAD2/MAD2L1
Remarques/Alias	MAD2 ; HSMAD2 ; MAD2/MAD2L1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4085
Identifiant du gène	4085
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 70 et 150 de la protéine humaine MAD2/MAD2L1 (Q13257).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13257
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace