

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mad2/Mad2L1 Pour Wb, Elisa - Q13257

Numéro d'article: CM0023365



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine MAD2/MAD2L1, une protéine du point de contrôle du fuseau mitotique. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la mitose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | pAb de Lapin Anti-MAD2/MAD2L1                                                                                                    |
| Remarques/Alias             | MAD2 ; HSMAD2 ; MAD2/MAD2L1                                                                                                      |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)             | 4085                                                                                                                             |
| GeneID                      | 4085                                                                                                                             |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-205 de MAD2/MAD2L1 humain (NP_002349.1) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                            |
| Application                 | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Réactivité Croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS                       | Q13257                                                                                                                           |
| Poids Moléculaire Protéique | 24 kDa                                                                                                                           |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                     |