

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mad3/Mxd3 Pour Wb, Elisa - Q9Bw11

Numéro d'article: CM0002718

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le MAD3/MXD3 humain, validé pour WB et ELISA. Reconnaît un répresseur transcriptionnel de 23kDa qui antagonise l'activité de MYC, adapté pour la recherche sur le cancer et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MAD3/MXD3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	MYX; MAD3; BHLHC13; MAD3/MXD3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83463
GeneID	83463
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-190 du MAD3/MXD3 humain (Q9BW11)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9BW11
Poids Protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace