

Anticorps Polyclonal Anti-Madcam-1 Pour Wb, Elisa - Q61826

Numéro d'article: CM0020470

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MAdCAM-1 de souris, validé pour le Western blot et l'ELISA. Cible la molécule d'adhésion cellulaire adressine muqueuse 1, un régulateur clé du homing lymphocytaire vers les tissus muqueux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAdCAM-1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MAdCAM-1
Espèce	Souris
GeneID	17123
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61826
Poids moléculaire protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace