

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Maf1 Pour Wb, Elisa - Q9H063

Numéro d'article: CM0015668



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-MAF1 de haute qualité, validé pour WB et ELISA. Cible MAF1 humain et murin, un répresseur de la transcription par l'ARN polymérase III. Poids moléculaire prédit : 29 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin MAF1
Remarques/Alias	MAF1 ; homologue de MAF1
Espèce	Humain
ID du Gène	84232
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1-256 de MAF1 humain (NP_115648.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H063
Poids Protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace