


Anticorps Polyclonal Anti-Mafa Pour Wb Et Elisa - Q8Nhw3

Numéro d'article: CM0022342



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MAFA validé pour WB, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Cible le facteur de transcription MafA (37 kDa) impliqué dans l'expression du gène de l'insuline. Convient pour la recherche sur le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAFA Lapin pAb
Remarques/Alias	INSDM; hMafA; RIPE3b1; MAFA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	389692
GeneID	389692
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 269-353 de la MAFA humaine (NP_963883.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8NHW3
Poids moléculaire	37kDa
Expédition	Sac de glace