

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Maff Pour Wb Et Elisa - Q9ULX9

Numéro d'article: CM0017895

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-MAFF détecte le facteur de transcription humain MafF, validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour la recherche sur la régulation des gènes, l'expression du récepteur de l'ocytocine et les réponses au stress cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAFF Lapin pAb
Remarques/Alias	U-MAF; hMafF; MAFF
Espèce	Humain
ID de gène	23764
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 75-164 de MAFF humain (NP_036455.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonauxraux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9ULX9
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace