

Anticorps Monoclonal Anti-Mag Pour Wb, Elisa - P20916

Numéro d'article: CM0010473

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la glycoprotéine associée à la myéline (MAG/Siglec-4a). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur la myélinisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAG Rabbit mAb
Remarques/Alias	GMA ; S-MAG ; SPG75 ; SIGLEC4A ; SIGLEC-4A ; MAG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4099
GeneID	4099
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 du MAG humain (P20916).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20916
Poids moléculaire de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace