

Anticorps Polyclonal Anti-Mag (Glycoprotéine Associée À La Myéline) Pour Wb Et Elisa - P20916

Numéro d'article: CM0025248

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MAG humain (glycoprotéine associée à la myéline, Siglec-4a). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur la myélinisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
MAG pAc Lapin	
Remarques/Alias	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A; MAG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4099
GeneID	4099
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-220 du MAG humain (P20916)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20916
Poids Protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace