


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mage-1/Mage1A Pour Wb - P43355

Numéro d'article: CM0030314



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MAGE-1/MAGE1A humain (MAGEA1) pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît un antigène cancer/testicule exprimé dans le mélanome, le carcinome du poumon et du sein, mais pas dans les tissus normaux sauf le testicule.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAGE-1/MAGE1A Rabbit pAb
Remarques/Alias	CT1.1 ; MAGE1 ; MAGE-1/MAGE1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4100
GeneID	4100
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-309 du MAGE-1/MAGE1A humain (NP_004979.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43355
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace