


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Magea11 Pour Wb Et Elisa - P43364

Numéro d'article: CM0015779



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MAGEA11 pour WB et ELISA. Détecte MAGEA11 humain (antigène 11 associé au mélanome), un corégulateur du récepteur aux androgènes exprimé dans les cancers et les tissus normaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MAGEA11
Remarques/Alias	CT1.11, MAGE11, MAGE-11, MAGEA-11, MAGEA11
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4110
ID du gène	4110
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 110 de MAGEA11 humain (NP_005357.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P43364
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac réfrigérant