


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Magea4 Pour Wb, Elisa - P43358

Numéro d'article: CM0016277



Introduction

Lapin pAb MAGEA4 (P43358) pour WB & ELISA, réactif croisé avec l'homme, la souris et le rat. Reconnaît l'antigène 4 associé au mélanome de 35 kDa. Pour la recherche sur le cancer et les études du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin pAb MAGEA4
Remarques/Alias	CT1.4; MAGE4; MAGE4A; MAGE4B; MAGE-41; MAGE-X2; MAGEA4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4103
GeneID	4103
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-317 de MAGEA4 humain (NP_002353.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43358
Poids moléculaire de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace