

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Magea6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P43360

Numéro d'article: CM0028583

Introduction

MAGEA6 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA, ciblant l'antigène associé au mélanome 6 (CT1.6) humain et murin. Idéal pour étudier la régulation de l'ubiquitine ligase et la progression tumorale, fourni sous forme liquide.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MAGEA6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CT1.6, MAGE6, MAGE3B, MAGE-3b, MAGEA6
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	4105
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P43360
Poids Moléculaire de la Protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace