

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Maged1/Nrage Pour Wb, Elisa - Q9Y5V3

Numéro d'article: CM0006697

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le MAGED1/NRAGE humain (Q9Y5V3). Validé pour WB et ELISA ; réagit avec le MAGED1/NRAGE humain. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, le rythme circadien et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-MAGED1/NRAGE
Remarques/Alias	NRAGE ; DLXIN-1 ; MAGED1/NRAGE
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	9500
GenelD	9500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 640-778 du MAGED1/NRAGE humain. (NP_008917.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y5V3
Poids moléculaire protéique	86 kDa
Expédition	Sac de glace