

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Maged1/Nrage Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5V3

Numéro d'article: CM0015269

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MAGED1/NRAGE, validé pour WB, IHC-P et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Convient aux études de recherche sur l'apoptose et le rythme circadien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAGED1/NRAGE Rabbit pAb
Remarques/Alias	NRAGE ; DLXIN-1 ; MAGED1/NRAGE
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	9500
ID du gène	9500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 635-834 de MAGED1/NRAGE humain (NP_001005333.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9Y5V3
Poids moléculaire	86 kDa
Expédition	Sac de glace