

Anticorps Polyclonal Anti-Mageh1 Pour Wb, Elisa - Q9H213

Numéro d'article: CM0023758

Introduction

Le pAb Lapin MAGEH1 cible l'antigène associé au mélanome H1 (APR-1, MAGE-H1, Restin), un antigène tumoral et phosphoprotéine. Convient pour le WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin MAGEH1
Remarques/Alias	APR1 ; APR-1 ; MAGEH ; MAGEH1
Espèce	Humain
GeneID	28986
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-90 de MAGEH1 humain (NP_054780.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9H213
Poids protéique	24 kDa
Expédition	Sac de glace