


Anticorps Polyclonal Anti-Magohb Pour Wb, Elisa - Q96A72

Numéro d'article: CM0022907



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MAGOHB humain pour le Western blot et l'ELISA. Validé chez l'humain et le rat, cet anticorps permet les recherches sur le spliceosome et la dégradation médiée par les codons non-sens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAGOHB pAb de lapin
Remarques/Alias	MGN2; mago; magoh; MAGOHB
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55110
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 148 de MAGOHB humain (NP_060518.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q96A72
Poids moléculaire	17 kDa
Expédition	Pack réfrigérant