

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Magp-2/Mfap5 Pour Wb, Elisa - Q13361

Numéro d'article: CM0005664

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le MAGP-2/MFAP5 humain, validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la biologie de la matrice extracellulaire, de l'hématopoïèse et de la recherche cardiovasculaire. Immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin MAGP-2/MFAP5
Remarques/Alias	AAT9 ; MP25 ; MAGP2 ; MAGP-2 ; MFAP-5 ; MAGP-2/MFAP5
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	8076
Immunogène	Protéine recombinante du MAGP-2/MFAP5 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13361
Poids protéique	20 kDa
Expédition	Sac de glace