

## Anticorps Polyclonal Anti-Magt1 Pour Wb, Elisa - Q9H0U3

Numéro d'article: CM0028427



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine MAGT1 humaine (IAP, MagT1), validé pour le WB et l'ELISA. Sous-unité accessoire du complexe OST impliquée dans la N-glycosylation et le transport du magnésium. Idéal pour la recherche sur les troubles de la glycosylation et les immunodéficiences.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | MAGT1 pAb de lapin                                                                                                              |
| Remarques/Alias      | IAP, XMEN, MRX95, OST3B, CDG1CC, PRO0756, SLC58A1, bA217H1.1, MAGT1                                                             |
| Espèce cible         | Humain                                                                                                                          |
| GeneID (Humain)      | 84061                                                                                                                           |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-220 de la MAGT1 humaine (NP_115497.4) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Applications         | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                          |
| SWISS                | Q9H0U3                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 38kDa                                                                                                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                    |