

Anticorps Monoclonal Anti-Protéine Majeure Des Vaults (Lrp/Mvp) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14764

Numéro d'article: CM0006139



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine majeure des Vaults humaine (MVP/LRP), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la multirésistance aux médicaments et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LRP/MVP Rabbit mAb
Remarques / Alias	LRP; VAULT1; LRP/MVP
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9961
GeneID	9961
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-370 de la LRP/MVP humaine (NP_034146.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14764
Poids de la protéine	99kDa
Expédition	Sachet de glace