

Anticorps Polyclonal Anti-Mak Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P20794

Numéro d'article: CM0019913

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine MAK (RP62). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la biologie ciliaire, la spermatogenèse et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) anti-MAK de lapin
Remarques/Alias	RP62; MAK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4117
GeneID	4117
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 370-435 de la protéine MAK humaine (NP_005897.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20794
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace