


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mak16 Pour Wb, Elisa - Q9Bxy0

Numéro d'article: CM0021414



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'homologue humain MAK16 (RBM13, NNP78), validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. La protéine nucléolaire de 35 kDa suggère une implication dans la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MAK16
Remarques/Alias	RBM13 ; MAK16L ; MAK16
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84549
GeneID	84549
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-120 de MAK16 humain (NP_115898.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BXY0
Poids protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace