

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Maml1 Pour Wb, Elisa - Q92585

Numéro d'article: CM0023369



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin produit contre la protéine MAML1 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. La protéine de type Mastermind 1 est un coactivateur transcriptionnel dans la signalisation Notch.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAML1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Mam1; Mam-1; MAML1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9794
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de MAML1 humain (NP_055572.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92585
Poids moléculaire protéique	108kDa
Expédition	Sac de glace