

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Man1C1 Pour Wb Et Elisa - Q9Nr34

Numéro d'article: CM0015710

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MAN1C1 humain, une alpha-1,2-mannosidase golgienne impliquée dans le traitement des N-glycanes. Validé pour le western blot (WB) et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. Idéal pour la recherche en glycobiologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAN1C1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HMIC ; MAN1C ; MAN1A3 ; pp6318 ; MAN1C1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	57134
GeneID	57134
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 44-240 de MAN1C1 humain (NP_065112.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	Q9NR34
Poids moléculaire	71 kDa
Expédition	Sac de glace