

Anticorps Polyclonal Anti-Man2A2 Pour Wb, Elisa - P49641

Numéro d'article: CM0019610

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'alpha-mannosidase 2x humaine (MAN2A2). Validé pour les applications de Western blot et d'ELISA. Convient à l'étude du traitement des N-glycanes et des voies de glycosylation associées à l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAN2A2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MANA2X ; MAN2A2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4122
GeneID	4122
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la MAN2A2 humaine (NP_006113.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P49641
Poids de la protéine	131 kDa
Expédition	Poche de glace