

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Man2B1 Pour Wb, Elisa - 000754

Numéro d'article: CM0028034

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MAN2B1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient à l'étude de la fonction de l'alpha-mannosidase lysosomale dans la dégradation des glycoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAN2B1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MANB; LAMAN; MAN2B1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4125
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 640-850 de MAN2B1 humain (NP_000519.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	000754
Poids moléculaire	114kDa
Expédition	Sac de glace