

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Manba Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O00462

Numéro d'article: CM0021430

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin (pAb) MANBA validé pour WB, IHC-P, ELISA sur des échantillons humains et murins. Immunogène recombinant. Idéal pour l'étude de la bêta-mannosidase dans la recherche lysosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin MANBA
Remarques/Alias	MANB1 ; MANBA
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4126
GenelD	4126
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-300 de MANBA humain (NP_005899.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O00462
Poids Moléculaire Protéique	101 kDa
Expédition	Sac de glace