


Anticorps Monoclonal Anti-Récepteur Au Mannose/Cd206 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22897

Numéro d'article: CM0008934



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le récepteur au mannose/CD206 humain (UniProt P22897). Convient pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Idéal pour l'étude de l'endocytose, de la reconnaissance des pathogènes et de la biologie des macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Récepteur au mannose/CD206 Lapin mAb
Remarques/Alias	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4360
GeneID	4360
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-1389 du récepteur au mannose/CD206 humain (NP_002429.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P22897
Poids moléculaire	166kDa
Expédition	Sac de glace