


Anticorps Polyclonal Anti-Récepteur De Mannose/Cd206 Pour Wb - P22897

Numéro d'article: CM0026864



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le Récepteur de Mannose/CD206 humain (MRC1), validé pour WB, IF-P et ELISA. Convient pour les études sur l'endocytose des macrophages, la reconnaissance des pathogènes et les interactions hôte-virus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps pAb Lapin Récepteur de Mannose/CD206
Remarques/Alias	MMR ; hMR ; CD206 ; MRC1L1 ; CLEC13D ; CLEC13DL ; bA541I19.1 ; Récepteur de Mannose/CD206
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	4360
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 610-860 du Récepteur de Mannose/CD206 humain (NP_002429.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22897
Poids Moléculaire de la Protéine	166 kDa
Expédition	Sac de glace