


Anticorps Polyclonal Anti-Maob Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27338

Numéro d'article: CM0024100



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Monoamine Oxydase B (MAOB) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur le métabolisme des neurotransmetteurs et les neurotoxines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Monoamine Oxydase B (MAOB)
Remarques/Alias	MAOB ; Monoamine Oxydase B (MAOB)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4129
GeneID	4129
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-490 de la MAOB humaine (NP_000889.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27338
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace