

Anticorps Polyclonal Anti-Map1Lc3A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H492

Numéro d'article: CM0016331



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant MAP1LC3A humain, un marqueur clé de l'autophagie. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'autophagie et le stress cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAP1LC3A Rabbit pAb
Remarques / Alias	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	84557
ID du gène	84557
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de MAP1LC3A humain (NP_115903.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9H492
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace