

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Map1Lc3A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H492

Numéro d'article: CM0005137



Introduction

CamelBio fournit un anticorps monoclonal de lapin anti-MAP1LC3A pour les études sur l'autophagie, validé en WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat ; détecte une protéine de 14kDa. Produit de catalogue pour la recherche et le développement de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MAP1LC3A Lapin mAb
Remarques/Alias	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	84557
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 42-121 de la LC3A humaine (Q9H492).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H492
Poids Protéique	14kDa
Expédition	Sac de glace