


Anticorps Polyclonal Anti-Map1Lc3B Pour Wb, Elisa - Q9Gzq8

Numéro d'article: CM0020949



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre MAP1LC3B validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez l'homme et le rat. Essentiel pour l'étude de l'autophagie, de la mitophagie et de la formation d'autophagosomes dans le DVI et les applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAP1LC3B Rabbit pAb
Remarques / Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	81631
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-50 de MAP1LC3B humaine (NP_073729.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9GZQ8
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sachet de glace