

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Map1Lc3C Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bxw4

Numéro d'article: CM0028759



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MAP1LC3C validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec la MAP1LC3C humaine, de souris et de rat, une protéine clé liée à l'autophagie impliquée dans la xénophagie et l'agrégophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAP1LC3C Rabbit pAb
Remarques/Alias	LC3C; ATG8J; MAP1LC3C
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	440738
ID du gène	440738
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-147 de la MAP1LC3C humaine (NP_001004343.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BXW4
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace