

Anticorps Polyclonal Anti-Map2 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P11137

Numéro d'article: CM0025492

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MAP2, adapté pour WB, IHC-P, IF-P et ELISA. Détecte le MAP2 humain, murin et de rat. Idéal pour les études en neurosciences sur la dynamique des microtubules et l'architecture dendritique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MAP2
Remarques / Alias	MAP-2 ; MAP2A ; MAP2B ; MAP2C ; MAP2
Espèce	Humain
Identifiant de gène	4133 (Humain)
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1510-1650 de la MAP2 humaine (NP_002365.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11137
Poids de la protéine	200 kDa
Expédition	Sac de glace