

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Map2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11137

Numéro d'article: CM0015426

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la MAP2 humaine. Immunogène recombinant conçu pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Pour les études sur les microtubules et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | MAP2 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Remarques / Alias            | MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2                                                                                               |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                         |
| Identifiant génique (Humain) | 4133                                                                                                                           |
| Identifiant génique          | 4133                                                                                                                           |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-118 de la MAP2 humaine (NP_002365.3). |
| Origine                      | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Applications                 | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Réactivité croisée           | Souris, Rat                                                                                                                    |
| SWISS                        | P11137                                                                                                                         |
| Poids de la protéine         | 200kDa                                                                                                                         |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                   |