


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Map2K4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P45985

Numéro d'article: CM0012937



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MAP2K4, validé pour les études de knockout (KO). Convient pour le WB, l'IHC-P, l'ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la voie de signalisation MAPK/JNK activée par le stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] Anticorps pAb de Lapin MAP2K4
Remarques/Alias	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; K4
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	6416
Identifiant du Gène	6416
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-399 de MAP2K4 humain (NP_003001.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45985
Poids Moléculaire Protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace