


Anticorps Polyclonal Anti-Map3K1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13233

Numéro d'article: CM0023279



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-MAP3K1 validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible MAP3K1/MEKK1 dans les voies de signalisation ERK/JNK et NF-kB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] MAP3K1 Anticorps pAb de Lapin
Remarques/Alias	MEKK ; MEKK1 ; SRXY6 ; MEKK 1 ; MAPKKK1 ; K1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4214
GeneID	4214
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13233
Poids protéique	164 kDa
Expédition	Sac de glace