


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Map3K1 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q13233

Numéro d'article: CM0021718



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant MAP3K1 (MEKK1) pour les applications de Western blot, d'immunofluorescence, d'immunohistochimie et d'ELISA. Réagit également avec MAP3K1 humain, murin et de rat. Convient à la recherche sur la signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAP3K1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MEKK; MEKK1; SRXY6; MEKK 1; MAPKKK1; MAP3K1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4214
GeneID	4214
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1400 et 1512 de MAP3K1 humain (NP_005912.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q13233
Poids de la protéine	164 kDa
Expédition	Sac réfrigérant