


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Map3K14 (Nik) Pour Wb/Elisa - Q99558

Numéro d'article: CM0015540



Introduction

Explorez la signalisation non canonique de NF- κ B avec cet anticorps polyclonal de lapin anti-MAP3K14 (NIK), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Indispensable pour la recherche sur la réponse immunitaire et l'organogenèse lymphoïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAP3K14 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HS; NIK; HSNIK; FTDCR1B; MAP3K14
Espèce	Humain
Identifiant de gène	9020
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 330-662 de la MAP3K14 humaine (NP_003945.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q99558
Poids de la protéine	104 kDa
Expédition	Sac de glace