

Anticorps Polyclonal Anti-Map3K4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6R4

Numéro d'article: CM0019696

Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité anti-MAP3K4 de lapin pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines MAP3K4 humaines et de rat (poids moléculaire prédit d'environ 182 kDa). Outil essentiel pour l'étude des voies de signalisation des kinases MAP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAP3K4 Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	MTK1 ; MEKK4 ; MEKK 4 ; MAPKKK4 ; PRO0412 ; MAP3K4
Espèce	Humaine
GeneID	4216
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de la MAP3K4 humaine (NP_005913.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, rat
SWISS	Q9Y6R4
Poids de la protéine	182 kDa
Expédition	Sac réfrigérant