

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Map3K4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6R4

Numéro d'article: CM0003745

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin cible la MAP3K4 humaine (MEKK4), une kinase de la voie MAPK. Validé pour WB, IHC-P et ELISA, il présente une réaction croisée avec la souris et le rat. Masse moléculaire : 182 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-MAP3K4
Remarques/Alias	MTK1, MEKK4, MEKK 4, MAPKKK4, PRO0412, MAP3K4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4216
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la MAP3K4 humaine (Q9Y6R4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6R4
Masse protéique	182 kDa
Expédition	Sac de glace