

Anticorps Polyclonal Anti-Map3K5 Pour Wb, Elisa - Q99683

Numéro d'article: CM0016450



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MAP3K5/ASK1 (Q99683), validé pour WB et ELISA. Détecte la MAP3K5 humaine, murine et rat, une kinase clé de la signalisation du stress et de l'apoptose. Idéale pour la recherche sur la signalisation cellulaire et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	MAP3K5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; MAP3K5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4217
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-161 de la MAP3K5 humaine (NP_005914.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99683
Poids de la protéine	155kDa
Expédition	Sac de glace