


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Map3K8 Pour Wb, Elisa - P41279

Numéro d'article: CM0015330



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la MAP3K8 humaine (COT/TPL2), validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la signalisation MAPK/ERK médiée par TLR4, de la production de cytokines et des réponses immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAP3K8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	COT, EST, ESTF, TPL2, AURA2, MEKK8, Tpl-2, c-COT, MAP3K8
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	1326
GeneID	1326
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la MAP3K8 humaine (NP_005195.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41279
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace