

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Map4K2 Pour Wb & Elisa - Q12851

Numéro d'article: CM0020144

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MAP4K2 validé pour WB et ELISA, reconnaissant l'humain, la souris et le rat. Cible la kinase GCK impliquée dans les voies de signalisation MAPK et Hippo.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MAP4K2 Lapin pAb
Remarques/Alias	GCK; BL44; RAB8IP; MAP4K2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5871
GenelD	5871
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12851
Poids Protéique	92kDa
Expédition	Sac de glace